

2016年4月13日
タツタ電線株式会社
(コード番号：5809)

輸液自然滴下の補助器具「滴びた™」発売のお知らせ

タツタ電線株式会社(本社:大阪府東大阪市、代表取締役社長:外池 廉太郎)は、かねてより医療分野をはじめ新規分野への事業開発の展開を進めておりましたが、このたび医療現場での輸液時の滴下数を計算表示する補助器具を開発いたしましたのでお知らせいたします。なお、本商品はニプロ株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:佐野 嘉彦)より、2016年4月5日から商品名「滴びた™」として販売開始されておりますので、合わせてお知らせいたします。

医療現場において輸液は治療の一環として日常的に実施されていますが、これまでは輸液の投与量を調整する際には、滴下数の計算が大変で、輸液時間を目標どおりにするための適正な滴数を割り出すことに時間がかかることがありました。そこで当社では、こうした医療現場における課題を改善すべく、滴下数を素早く表示し、医療従事者が手間をかけずに効率よく正確に滴下数を調整できる補助器具「滴びた™」を開発いたしました。

「滴びた™」は、操作方法が簡単で、効率よく滴下数を調整することができますので、従来の時計を見ながらの調整は不要となり、これまで勘に頼って均一化されていなかった滴下数調整を標準化することが可能となります。「滴びた™」は、このような医療現場ニーズに対応し、患者さまの安心・安全を確保し、かつ医療従事者の業務負担軽減の一助となる画期的な商品となるものです。


今後ともタツタ電線は当社固有のコア技術を応用し、患者さまのQOL向上はもちろんのこと、より安全で環境に配慮し医療従事者の方々にもご満足いただける製品の開発に努めてまいります。

商品のコンセプト

1. たった3滴で1分間の滴下数を即表示
2. 液晶表示を見ながら簡単設定
3. ポケットに入るリップスティック型

導入のメリット

1. 時計不要
2. ISOなどの導入に最適(作業ルールの明確化)
3. 勘に頼らない正確な設定が短時間で可能
4. 夜間の設定が楽なバックライト付き
5. 在宅医療・介護施設にも最適



リリースの内容に関するご照会:総務人事部(広報担当)山本 ☎06-6721-3331
システム・エレクトロニクス事業本部 マーケティンググループ小山 ☎0774-66-5642